

colorlight



Dall'esperienza decennale una nuova linea di carrelli: **colorlight**, risultato di una quotidiana sinergia tra tecnologia e pratica.

Out of over 50 years of experience the series of trolleys **colorlight** – result of the daily synergy of technology and practice.

francehospital®

EXPER
LINE



Con **colorlight** non si sceglie solo un carrello universale, ISO compatibile (600x400), ma anche un'esperienza cromatica: rifiniture rosso-lampone, giallo-melone, verde-muschio e blu-oltremare, per:

- Migliorare l'umore lavorativo
- Suggestire armonia con l'arredamento del reparto
- Semplificare l'organizzazione che è ispirata dai colori
- Creare un colpo d'occhio gradevole
- Rendere rapida e sicura la presa dei cassetti

With **colorlight** you decide not only for an universal and ISO compatible (600x400 mm standard) trolley, but you choose for a chromatic experience: finishing in raspberry-red, melon-yellow, musk-green, and overseas-blue in order to:

- Enhance the working spirit
- Match interiors
- Simplify organization inspired by colours
- Gives an eye catcher at the ward
- Grant a safer and faster access to drawers



colorlight è originale nelle misure e nelle forme: proporzionato e maneggevole, con un ampio piano di lavoro, completamente senza angoli. I cassetti spaziosissimi consentono una visione istantanea del contenuto.

colorlight is unique in size and shape: of fit proportions and easy handling, an ample work space and intelligently free of annoying corners. The broad and spacious drawers give full insight at a glimpse.



con chiusura ad ante
with doors



distribuzione farmaci con cassetto
monopaziente
medication distribution with patient bins



sistema a vassoio ISO 600x400
ISO 600x400 system



medicazione con supporto e cassettoni
ribaltabili
dressing with overbridge and tiltout bins



medicazione con supporto superiore e
mensole inox
dressing with over-bridge and S/S trays



terapia intensiva con cassetti, asta
portaflebo e luce
intensive care with drawers, IV pole and
small light

colorlight ha monoscocca in acciaio verniciato a polveri epossidiche di colore blu-opale. La costruzione è solida e robusta, ma allo stesso tempo il carrello risulta leggero e manovrabile.

L'ampio piano d'appoggio in plastica colore grigio-perla ha tre bordi rialzati e maniglie di spinta integrate, senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia. Altezza da terra mm 940 ca.

colorlight è configurabile a piacere secondo l'uso e le specifiche esigenze operative:

- per l'inserimento di cassette modulari in 4 differenti altezze di colore verde-brillante e con maniglie colorate
- con antine o serranda per l'utilizzo di vassoi per la distribuzione dei farmaci
- con sopralzo munito di cassettoni ribaltabili, oppure mensole inox e moltissimi accessori

colorlight è arricchito sul lato sinistro da un piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico grigio-perla con bordi arrotondati e da 3 vani portaoggetti, incassati e reclinabili in plastica semiopaca.


Il lato destro è munito del MAXIWALLY: l'originale portarifiuti con apertura a ginocchio colore grigio, con cestello interno estraibile e sistema ferma-sacco automatico.

Ruote antifilo, antitraccia, piroettanti, Ø 125 mm, 2 con sistema di bloccaggio a leva, con cuscinetti a sfera.



Cassetti / Drawers

Verde-brillante
Brilliant-green



terapia con 5 cassetti
therapy with 5 drawers



terapia con 3 cassetti
therapy with 3 drawers

Struttura / Structure

Blu-opale
Opal-blue



Maniglie / Handles

Rosso-lampone
Raspberry-red



Giallo-melone
Melon-yellow



Verde-muschio
Musk-green



Blu-oltremare
Overseas-blue



pediatria con grafica camion dei pompieri
paediatric with fire truck graphic



girovisita con chiusura a serranda
visit-files with rolling shutter

colorlight is of a mono frame structure of opal-blue powder coated steel. The construction is solid and torsion free and keeps the trolley lightweight and manoeuvrable.

The wide working top is pearl-grey with integrated push handles on two sides. Neatly rounded edges and generously containing rims on three sides make the surface easy and safely cleanable. The top is mounted at an ergonomic height of 940 mm.

colorlight can be outlined to fit specific operational needs:

- To insert brilliant-green modular drawers in 4 different sizes with coloured handles.
- With doors or a practical rolling shutter for the use of trays or the distribution of pharmaceuticals.
- With an overbridge shelf for see-through tilt out bins, stainless steel shelves and a variety of accessories.

colorlight offers additional functionality on its left side with an extendable working surface in pearl-grey moulded plastic and three unbreakable large tilt out bins. On the right side there is MaxiWally, the original knee operated waste container with extractable bin and automatic bag holder.

The casters are non-marking, anti-thread and with ball bearing. Ø 125 mm and 2 with brakes make running smooth and working safe.



FRANCEHOPITAL S.A.S.

Z.I. Ouest - Rue George Besse - B.P. 30
F-67151 ERSTEIN Cedex - FRANCE

Export Office / Ufficio Commerciale Italia
via Bolzano, 2

I-39011 Lana / BOLZANO - ITALY

Tel. +39 0473 55 26 11

Fax +39 0473 55 26 99

e-mail: export@francehospital.com

www.francehospital.com